



ARTIKELNUMMER: 272537

Pufferlösung pH 3,00 (20°C)

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN Flüssigkeit, mit Wasser mischbar • D 20/4 1,00 • pH3,0 •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,005 kg 1kg~0,995 l

ZUSAMMENSETZUNG:

Citronensäure - Monohydrat	8,470 g
Natronlauge 50 % w/w	4,3 ml
Salzsäure 35 %	5,269 ml
Konservierungsmittel 1%	5 ml
Wasser, ausreichend für eine Menge von	1 l

SPEZIFIKATION:

VARIATION DES pH WERTES IN ABHÄNGIGKEIT DER
TEMPERATUR:

T (°C)	ApH
--------	-----

0	+0,05
5	+0,05
10	+0,03
15	+0,01
20	
25	
30	
35	
40	-0,02
50	-0,03
Unsicherheit	s. Zertifikat
Rückführbar	NIST
pH bei 20°C	2,98 - 3,02

Ed.: 2 . Vig.: 10.07.2014 .

Prod.: 272537