



ARTIKELNUMMER: 272580

Pufferlösung pH 1,00 (20°C)

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN Flüssigkeit, mit Wasser mischbar • D 1,005 • pH1,0 •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,005 kg 1kg~0,995 l

ZUSAMMENSETZUNG:

Glycin	0,168 g
Natriumchlorid	0,132 g
Salzsäure 35 %	11 ml
Konservierungsmittel 1%	5 ml
Wasser, ausreichend für eine Menge von	1 l

SPEZIFIKATION:

VARIATION DES pH WERTES IN ABHÄNGIGKEIT DER TEMPERATUR:

T (°C)	ApH
--------	-----

0	-0,04
5	-0,01
10	-0,01
15	-0,01
20	
25	+0,01
30	+0,01
35	+0,01
40	+0,01
50	+0,01

Unsicherheit
Rückführbar

s. Zertifikat
NIST

pH bei 20°C

0,98 - 1,02