



ARTIKELNUMMER: 272581

Pufferlösung pH 2,00 (20°C)

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN Flüssigkeit, mit Wasser mischbar • D 20/4 1,00 • pH2,0 •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,007 kg 1kg~0,993 l

ZUSAMMENSETZUNG:

Citronensäure - Monohydrat	6,430 g
Natronlauge 50 % w/w	3,26 ml
Salzsäure 35 %	6,126 ml
Konservierungsmittel 1%	5 ml
Wasser, ausreichend für eine Menge von	1 l

SPEZIFIKATION:

VARIATION DES pH WERTES IN ABHÄNGIGKEIT DER
TEMPERATUR:

T (°C)	ApH
--------	-----

0
5
10
15
20
25
30
35
40
50

+0,01
+0,01
+0,01

Unsicherheit
Rückführbar

s. Zertifikat
NIST

pH bei 20°C

1,98 - 2,02

Ed.: 2 . Vig.: 10.07.2014 .

Prod.: 272581