



ARTIKELNUMMER: 273107

Pufferlösung pH 9,23 (20°C)

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN Flüssigkeit, mit Wasser mischbar • D 1,001 •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,001 kg 1kg~0,999 l

ZUSAMMENSETZUNG:

Borsäure	2,475 g
Natriumhydroxid Pellets	0,825 g
Konservierungsmittel 1%	5 ml
Wasser, ausreichend für eine Menge von	1 l

SPEZIFIKATION:

VARIATION DES pH WERTES IN ABHÄNGIGKEIT DER
TEMPERATUR:

T (°C)	ApH
--------	-----

0	+0,24
5	+0,17
10	+0,11
15	+0,05
20	
25	-0,05
30	-0,09
35	-0,12
40	-0,16
50	-0,21

Unsicherheit
Rückführbar

s. Zertifikat
NIST

pH bei 20°C

9,21 - 9,25

Ed.: 2 . Vig.: 10.07.2014 .

Prod.: 273107