

ARTIKELNUMMER: 273616

Pufferlösung pH 4,00 (20°C) (rot Farbe)

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN Flüssigkeit, mit Wasser mischbar • D 1,0 • pH4,0 • Literatur

Prod.: 273616

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 11~1,005 kg 1kg~0,995 l

ZUSAMMENSETZUNG:

Citronensäure - Monohydrat	11,768 g
Natronlauge 50 % w/w	6 ml
Salzsäure 35 %	3,96 ml
Konservierungsmittel 1%	5 ml
Amaranth	4 mg/l
Wasser, ausreichend für eine Menge von	11

SPEZIFIKATION:

VARIATION DES pH WERTES IN ABHÄNGIGKEIT DER TEMPERATUR:

T (°C) ApH

0 5 10 15 20	+0,05 +0,04 +0,02 +0,01
25 30 35 40 50	+0,01 +0,01 +0,01 +0,01
Unsicherheit Rückführbar	s. Zertifikat NIST
pH bei 20°C	3,98 - 4,02

Ed.: 2 . Vig.: 10.07.2014 . Prod.: 273616