



ARTIKELNUMMER: 273617

Pufferlösung pH 7,00 (20°C) (gelb Farbe)

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN Flüssigkeit, mit Wasser mischbar • D 1,007 •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,007 kg 1kg~0,993 l

ZUSAMMENSETZUNG:

Kaliumdihydrogenphosphat	3,522 g
di-Natriumhydrogenphosphat - Dodecahydrat	14,020 g
Konservierungsmittel 1%	5 ml
Konservierungsmittel 1%	1,5 mg/l
Wasser, ausreichend für eine Menge von	1 l

SPEZIFIKATION:

VARIATION DES pH WERTES IN ABHÄNGIGKEIT DER
TEMPERATUR:

T (°C)	ApH
--------	-----

0	+0,13
5	+0,07
10	+0,05
15	+0,02
20	
25	-0,02
30	-0,02
35	-0,04
40	-0,05
50	-0,05

Unsicherheit
Rückführbar

s. Zertifikat
NIST

pH bei 20°C

6,98 - 7,02