



ARTIKELNUMMER: 281298

Ethanol / Diethylether 1:1 v/v + Phenolphthalein 15 mg/L für die Säurebestimmung in Olivenöl

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, farblose, Mischbar mit Alkohol • D 20/4 0,76 • Flammpunkt:<10,0 °C(geschlossener Tiegel) •

Literatur Métodos Analíticos en Alimentaria (Métodos Oficiales de Análisis) Aceites y grasas, Panreac, Métodos Oficiales de Análisis de Aceites y Grasas I , 51 (1993), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Standard Methods for the Analysis of Oils, Fats and Soaps, II.D.I (1964) , IUPAC •

GEFÄHRLICHKEIT: LD L0 oral man 260 mg/kg • LD50 oral Ratte 1.215 mg/kg • LC50 Ratte 73000ppm (V) / 2h • VLA-EC 1.540 mg/m3 VLA-EC (Diethylether) 500 ppm AGW (Ethanol) 1.000 ppm1.910 mg/m3 AGW (Diethylether) 400 ppm1.230 mg/m3



H: H225 •

P: P210 • P233 • P240 • P241 • P242 • P501 • P243 • P280 • P303+P361+P353 • P370+P378 • P403+P235 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 1993 • ADR: 3/II • IMDG: 3/II • IATA: 3/II • PAX: 353 • CAO: 364 • (D/E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~0,76 kg 1kg~1,32 l

ZUSAMMENSETZUNG:

Phenolphthalein	1,5 mg
Ethylether	50 ml
Ethanol	50 ml

SPEZIFIKATION:

Identität :
Identität
Dichte bei 20/4

entspricht
0,755 - 0,765

Ed.: 6 . Vig.: 30.08.2017 .

Prod.: 281298