



ARTIKELNUMMER: 281381

Acidimetrische Maßlösung zur Milchsäurebestimmung zur volumetrischen Analyse

für Bestimmung von Ölsäuren und Komm. Fettgraden

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN Flüssigkeit, durchlässig , farblose, mit Wasser mischbar • D 20/4 1,01 •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: LD L0 oral Kaninchen 500 mg/kg • LD50 ipr Maus 40 mg/kg TLV-TWA (NaOH) 2 mg/m3 VLA-EC (NaOH) 2 mg/m3



H: H319 • H315 •

P: P264 • P280 • P302+P352 • P305+P351+P338 • P321 • P501 • P332+P313 • P337+P313 • P362 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 1719 • ADR: 8/III • IMDG: 8/III • IATA: 8/III • PAX: 852 • CAO: 856 • (E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,010 kg 1kg~0,99 l

ZUSAMMENSETZUNG:

Natronlauge 50 % w/w	2,06 ml
Wasser, ausreichend für eine Menge von	100 ml

