



ARTIKELNUMMER: 281572

Hanus - Lösung 0,1 mol/l (0,2N) zur volumetrischen Analyse
zur Bestimmung der Iodzahl

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, gelb-rot, mit Wasser mischbar • D 20/4 1,069 • pH1 • Flammpunkt: ~40 °C •

Literatur AOAC , 41 , 6 (1995), Métodos Oficiales de Análisis I , 72 (1993) •

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.CEE (beziehen sich auf Essigsäure). 10 ml/m325 mg/m3 VLA-EC (beziehen sich auf Essigsäure). 15 ppm37 mg/m3 AGW (beziehen sich auf Essigsäure). 10 ppm25 mg/m3



H: H226 • H314 • H412 •

P: P210 • P233 • P240 • P241 • P242 • P501 • P243 • P260 • P264 • P273 • P280 • P301+P330+P331 • P303+P361+P353 • P304+P340 • P305+P351+P338 • P310 • P321 • P338 • P363 • P370+P378 • P403+P235 • P405 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 2920 • ADR: 8(3)/II • IMDG: 8(3)/II • IATA: 8(3)/II • PAX: 851 • CAO: 855 • (D/E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,069 kg 1kg~0,935 l

ZUSAMMENSETZUNG:

Iod	1,32 g
Brom	0,812 g
Eisessig, ausreichend für eine Menge von	100 ml

Ed.: 1 . Vig.: 15.01.2011 .

Prod.: 281572