



ARTIKELNUMMER: 281590

Wijs - Lösung 0,1 mol/l (0,2N) zur volumetrischen Analyse
zur Iodzahlbestimmung

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, gelb-rot, mit Wasser mischbar • D 20/4 1,063 • pH1 • Flammpunkt:40 °C •

Literatur AOAC , 41 , 7 (1995) •

GEFÄHRLICHKEIT: LD50 oral Ratte 3.310 mg/kg • LD50 dermal Kaninchen 1.060 mg/kg • CEE (beziehen sich auf Essigsäure). 10 ml/m325 mg/m3 VLA-EC 0,1 ppm1 mg/m3 AGW CEE 10 ml/m3 10 ppm25 mg/m3



H: H226 • H314 • H312 •

P: P210 • P233 • P240 • P241 • P242 • P501 • P243 • P260 • P264 • P280 • P301+P330+P331 • P303+P361+P353 • P304+P340 • P305+P351+P338 • P310 • P321 • P338 • P363 • P370+P378 • P403+P235 • P405 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 2920 • ADR: 8(3)/II • IMDG: 8(3)/II • IATA: 8(3)/II • PAX: 851 • CAO: 855 • (D/E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,063 kg 1kg~0,941 l

ZUSAMMENSETZUNG:

Iodmonochlorid	1,8 g
Eisessig, ausreichend für eine Menge von	100 ml

SPEZIFIKATION:

Titer (20°C)

0,99 - 1,01

Ed.: 2 . Vig.: 28.06.2018 .

Prod.: 281590