




ARTIKELNUMMER: 281618

Methylrot - Lösung 0,1% zur volumetrischen Analyse

pH-Indikator 4,2 rot; 6,2 gelb

C15H15N3O2

C15H15N3O2



M.= 269,31

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN Flüssigkeit, durchlässig , mit Wasser mischbar D 20/4 0,87 • Flammpunkt:21 °C •

Literatur Merck Index **12**, 6.199 13, 6.142 Conn's **IX** 98 • •

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.AGW (Ethanol) 1.000 ppm1.910 mg/m3



H: H225 •

P: P210 • P233 • P240 • P241 • P242 • P501 • P243 • P280 • P303+P361+P353 • P370+P378 • P403+P235 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 1993 • ADR: 3/III • IMDG: 3/III • IATA: 3/III • PAX: 355 • CAO: 366 • (D/E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~0,870 kg 1kg~1,149 l

ZUSAMMENSETZUNG:

Methylrot	1 g
Ethanol 70 %	1000 ml

SPEZIFIKATION:

Identität :
Identität

Entspricht

MAXIMUM DER VERUNREINIGUNGEN

pH Umschlagsbereich:

gelb

6,2

rot

4,2

Sensibilitätstest

Entspricht

Ed.: 2 . Vig.: 03.06.2014 .

Prod.: 281618