



ARTIKELNUMMER: 282430

Mischindikator Tashiro pH 4,4 (Methylrot/Methylenblau) zur volumetrischen Analyse

Für Ammoniaktitration. pH 4,4 rot-violett; 5,8 grün

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, durchlässig , braun-grau, Mischbar mit Alkohol und Wasser • D 20/4 0,828 •
Flammpunkt:~14 °C • Zündtemperatur:~425 °C •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: LD50 oral Ratte 7.060 mg/kg • AGW (Ethanol) 1.000 ppm1.910 mg/m3



H: H225 • H319 •

P: P210 • P233 • P240 • P241 • P242 • P501 • P243 • P280 • P303+P361+P353 • P370+P378 • P403+P235 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 1993 • ADR: 3/II • IMDG: 3/II • IATA: 3/II • PAX: 353 • CAO: 364 • (D/E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~0,828 kg 1kg~1,208 l

ZUSAMMENSETZUNG:

Methylrot	100 mg
Methylenblau	50 mg
Wasser	10,4 ml
Ethanol absolut, ausreichend für eine Menge von	100 ml

SPEZIFIKATION:

Identität :
Identität
pH Umschlagsbereich:
violett-rot
Grün

entspricht

4,4
5,8

Ed.: 5 . Vig.: 03.10.2018 .

Prod.: 282430