




ARTIKELNUMMER: 283462

Ferroin - Lösung 0,025 mol/l (0,025M) zur volumetrischen Analyse
redox-Indikator

$C_{36}H_{24}FeN_6O_4S$

$C_{36}H_{24}FeN_6O_4S$



M.= 692,24

CAS [14634-91-4]

EINECS 238-676-6

TARIC 3822 00 00 00

SYNONIME: Phenanthrolineisen(II)-sulfate Komplex, 1,1-Phenanthrolineisen(II)-sulfate Komplex, Tris (1,1-Phenanthrolin)eisen(II)-sulfate

PHYSIKALISCHE DATEN mit Wasser mischbar D 20/4 1,008 • pH50 g/l2,5 •

Literatur Merck Index **12**, 7.356

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,008 kg 1kg~0,992 l

SPEZIFIKATION:

Geeignet als Redoxindikator

entspricht

Ed.: 1 . Vig.: 15.01.2011 .

Prod.: 283462