



ARTIKELNUMMER: 285814

AQUAMETRIC Composite 5K zur volumetrischen Analyse Karl-Fischer Analyse

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, durchlässig , dunkel braun, D 20/4 1,17 • Siedepunkt: 194 °C •
Flammpunkt: 90 °C •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.



H: H314 • H331 • H360D • H372 • H302 •
P: P260 • P261 • P264 • P270 • P271 • P273 • P280 • P301+P312 • P301+P330+P331 • P302+P352 •
P303+P361+P353 • P304+P340 • P305+P351+P338 • P391 • P501 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 1760 • ADR: 8/III • IMDG: 8/III • IATA: 8/III • PAX: 852 • CAO: 856 • (E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,170 kg 1kg~0,855 l

SPEZIFIKATION:

1 ml entspricht:

5 - 5,5 mg H₂O (20°C)*

*** Ermittelter Wert zum Zeitpunkt der Analyse.**

Vor Feuchtigkeit schützen.

Ed.: 5 . Vig.: 20.02.2019 .

Prod.: 285814