



ARTIKELNUMMER: 285815

AQUAMETRIC Titrant 5 zur volumetrischen Analyse Karl-Fischer Analyse
für Titrierung von Karl Fischer. 1 ml entspricht für mín. 5,0 mg de H₂O (20°C). Mit
AQUAMETRIC Solvent verwenden

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, dunkel braun, D 20/4 0,85 • Siedepunkt: 64,7 °C • Flammpunkt: 10 °C •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: LD L0 oral man 143 mg/kg • LD50 oral Ratte 5.628 mg/kg • LC50 Ratte 64000ppm (V) / 4h •
VLA-EC (Methanol) 250 ppm333 mg/m³ AGW (Methanol) 200 ppm266 mg/m³



H: H225 • H331 • H311 • H301 • H370 • H373 •
P: P210 • P233 • P240 • P241 • P242 • P501 • P243 • P260 • P261 • P264 • P270 • P271 • P273 • P280 •
P301+P310 • P302+P352 • P303+P361+P353 • P304+P340 • P307+P311 • P311 • P312 • P321 • P322 • P330 •
P361 • P363 • P370+P378 • P391 • P403+P233 • P403+P235 • P405 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 3286 • ADR: 3(6.1)(8)/II • IMDG: 3(6.1)(8)/II • IATA: 3(6.1)(8)/II • PAX: 352 •
CAO: 363 • (D/E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~0,85 kg 1kg~1,18 l

SPEZIFIKATION:

1 ml entspricht:

min. 5,0 mg H₂O (20°C)*

*** Ermittelter Wert zum Zeitpunkt der Analyse.**

Vor Feuchtigkeit schützen.

Ed.: 4 . Vig.: 21.11.2018 .

Prod.: 285815