



ARTIKELNUMMER: 285819

AQUAMETRIC Solvent CM zur volumetrischen Analyse Karl-Fischer Analyse
Für Karl Fischer Titration von Ölen und Fetten. Mit AQUAMETRIC Titrant verwenden

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, farblose, D 20/4 1,277 • Siedepunkt: 60 - 65 °C • Flammpunkt:>23 °C •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung. AGW (CHCl₃) 10 ppm/50 mg/m³



H: H226 • H302 • H332 • H312 • H314 • H372 • H370 • H360D •

P: P210 • P260 • P280 • P302+P352 • P305+P351+P338 • P307+P311 • P501 • •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 1992 • ADR: 3(6.1)/III • IMDG: 3(6.1)/III • IATA: 3(6.1)/III • PAX: 352 • CAO: 364 • (D/E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,277 kg 1kg~0,783 l

SPEZIFIKATION:

Geeignet zur H₂O Bestimmung
Nach Gebrauch sofort die Flasche wieder
verschließen.

entspricht

Vor Feuchtigkeit schützen.

Ed.: 4 . Vig.: 21.11.2018 .

Prod.: 285819