



ARTIKELNUMMER: 286154

AQUAMETRIC Solvent Oil B zur volumetrischen Analyse Karl-Fischer Analyse

Für Karl Fischer Titration von gebrauchten Industrieölen. Mit AQUAMETRIC Composite 5 verwenden

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, farblose, D 20/4 0,967 • Flammpunkt: <10,0 °C(geschlossener Tiegel) •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.



H: H225 • H331 • H311 • H302 • H315 • H351 • H370 • H372 • H412 • H361fd • H304 • H319 •
P: P201 • P202 • P210 • P233 • P240 • P501 • P241 • P242 • P243 • P260 • P261 • P264 • P270 • P271 • P273 •
P280 • P281 • P301+P310 • P302+P352 • P303+P361+P353 • P304+P340 • P307+P311 • P308+P313 • P311 •
P312 • P314 • P321 • P322 • P330 • P331 • P332+P313 • P361 • P362 • P363 • P370+P378 • P391 • P403+P233 •
P403+P235 • P405 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 1992 • ADR: 3(6.1)/II • IMDG: 3(6.1)/II • IATA: 3(6.1)/II • PAX: 352 • CAO: 364 • (D/E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~0,967 kg 1kg~1,034 l

SPEZIFIKATION:

Geeignet zur H₂O Bestimmung

entspricht

Nach Gebrauch sofort die Flasche wieder verschließen.

Vor Feuchtigkeit schützen.

Ed.: 4 . Vig.: 21.11.2018 .

Prod.: 286154