



ARTIKELNUMMER: 286180

AQUAMETRIC Coulomat AG für die coulometrische Karl-Fischer Analyse
coulometrische Anolyt für die Wasserbestimmung. Für Zellen mit und ohne Membrane. Verwenden Sie mit AQUAMETRIC Coulomat CG, um Zellen mit Membran.

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, hell gelb, Wenig löslich in Wasser. D 20/4 0,915 • Siedepunkt: 64 - 65 °C •
Flammpunkt: 12 °C •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.



H: H225 • H331 • H311 • H301 • H314 • H370 • H372 • H360D •
P: P201 • P202 • P210 • P233 • P240 • P501 • P241 • P242 • P243 • P260 • P261 • P264 • P270 • P271 • P280 •
P281 • P301+P310 • P301+P330+P331 • P302+P352 • P303+P361+P353 • P304+P340 • P305+P351+P338 •
P307+P311 • P308+P313 • P310 • P311 • P312 • P321 • P322 • P330 • P338 • P361 • P363 • P370+P378 •
P403+P233 • P403+P235 • P405 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 3286 • ADR: 3(6.1)(8)/II • IMDG: 3(6.1)(8)/II • IATA: 3(6.1)(8)/II • PAX: 352 •
CAO: 363 • (D/E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~0,915 kg 1kg~1,093 l

SPEZIFIKATION:

Geeignet zur H₂O Bestimmung
Enthält: Methanol, Diethanolamin, Imidazol,
Schwefeldioxid, Iod.

entspricht

Ed.: 4 . Vig.: 04.04.2017 .

Prod.: 286180