



ARTIKELNUMMER: 286181

AQUAMETRIC Coulomat A für die coulometrische Karl-Fischer Analyse

Analyt für die coulometrische Bestimmung des Wassers. AQUAMETRIC Coulomat CG verwenden

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, von farblos um zu gelb, Wenig löslich in Wasser. D 20/4 0,915 •
Flammpunkt: 23,5 °C (geschlossener Tiegel) •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.



H: H226 • H331 • H311 • H301 • H314 • H351 • H360D • H370 • H372 •
P: P201 • P202 • P210 • P233 • P240 • P501 • P241 • P242 • P243 • P260 • P261 • P264 • P270 • P271 • P280 •
P281 • P301+P310 • P301+P330+P331 • P302+P352 • P303+P361+P353 • P304+P340 • P305+P351+P338 •
P307+P311 • P308+P313 • P309+P311 • P310 • P311 • P312 • P314 • P321 • P322 • P330 • P338 • P361 • P363 •
P370+P378 • P403+P233 • P403+P235 • P405 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 2924 • ADR: 3(8)/III • IMDG: 3(8)/III • IATA: 3(8)/III • PAX: 354 • CAO: 365
• (D/E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~0,915 kg 1kg~1,093 l

SPEZIFIKATION:

Geeignet zur H₂O Bestimmung
Enthält: Methanol, Diethanolamin, Imidazol,
Schwefeldioxid, Iod.

entspricht

Ed.: 5 . Vig.: 20.06.2017 .

Prod.: 286181