



ARTIKELNUMMER: 355650

Silan-Sterol-1 für GC
für Derivatisierung (GC)

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig,
Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: LD50 oral Ratte 891 mg/kg • LC L0 Ratte 4000ppm (V) / 4h • LD50 dermal Kaninchen 1.121 mg/kg •



H: H225 • H331 • H311 • H302 • H314 •
P: P210 • P233 • P240 • P241 • P242 • P501 • P243 • P261 • P264 • P270 • P271 • P280 • P301+P312 • P302+P352 • P303+P361+P353 • P304+P340 • P305+P351+P338 • P312 • P321 • P322 • P330 • P332+P313 • P337+P313 • P362 • P363 • P370+P378 • P403+P235 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 1993 • ADR: 3/II • IMDG: 3/II • IATA: 3/II • PAX: 353 • CAO: 364 • (D/E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~0,940 kg 1kg~1,064 l

ZUSAMMENSETZUNG:

Hexamethyldisilazan	300 ml
Pyridin getrocknet	900 ml
Trimethylchlorsilan	100 ml

SPEZIFIKATION:

Identität :
Identität
Eignung für Derivatisierung

entspricht
entspricht

Ed.: 4 . Vig.: 28.06.2017 .

Prod.: 355650