



ARTIKELNUMMER: 394658

Standard zur Leitfähigkeitsmessung 12,88 mS/cm (25°C)

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN Flüssigkeit, mit Wasser mischbar • D 1,002 •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,002 kg 1kg~0,998 l

Kaliumchlorid

0,100 mol/l

SPEZIFIKATION:

Leitwert in Abhängig von der Temperatur:
T (°C)

(mS/cm)

20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0

11,67
11,91
12,15
12,39
12,64
12,88
13,13
13,37
13,62
13,87
14,12

Unsicherheit

s. Zertifikat

Leitfähigkeit (25°C)

12,82 - 12,94 mS/cm

Ed.: 4 . Vig.: 10.07.2014 .

Prod.: 394658