



ARTIKELNUMMER: 395458

Wasserstandard für Karl Fischer Titration 10 mg/g (Reag. Ph. Eur.)
für voumetrische Titration 1 g enthält es 10 mg H₂O

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN In Wasser löslich. Siedepunkt: 117 - 118 °C • Flammpunkt: 24 °C •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.



H: H226 • H315 • H318 •

P: P210 • P233 • P240 • P241 • P242 • P501 • P243 • P261 • P264 • P271 • P280 • P302+P352 • P303+P361+P353 • P304+P340 • P305+P351+P338 • P312 • P321 • P322 • P332+P313 • P337+P313 • P362 • P363 • P370+P378 • P403+P235 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 1993 • ADR: 3/III • IMDG: 3/III • IATA: 3/III • PAX: 355 • CAO: 366 • (D/E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,000 kg 1kg~1,000 l

BEOBACHTUNGEN: Lagerung 15 - 20°C •

SPEZIFIKATION:

Konzentration (als H₂O)
Messtoleranz

10 mg/g
s. Zertifikat

Rückführbar

NIST

Ed.: 8 . Vig.: 14.05.2019 .

Prod.: 395458