



ARTIKELNUMMER: 395459

Wasserstandard für Karl Fischer Titration 1,0 mg/g (Reag. Ph. Eur.)
für coulometrische Titration. 1 g enthält 1,0 mg H₂O

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN Wenig löslich in Wasser.

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.



H: H226 • H319 • H335 • H315 •

P: P210 • P233 • P240 • P241 • P242 • P501 • P243 • P261 • P264 • P271 • P280 • P302+P352 • P303+P361+P353 • P304+P340 • P305+P351+P338 • P312 • P321 • P332+P313 • P337+P313 • P362 • P370+P378 • P403+P233 • P403+P235 • P405 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 2222 • ADR: 3/III • IMDG: 3/III • IATA: 3/III • PAX: 355 • CAO: 366 • (D/E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,000 kg 1kg~1,000 l

BEOBACHTUNGEN: Lagerung 15 - 20°C •

SPEZIFIKATION:

Messtoleranz
Rückführbar

s. Zertifikat
NIST

Konzentration (als H₂O)

1,0 mg/g

Ed.: 8 . Vig.: 14.05.2019 .

Prod.: 395459