



ARTIKELNUMMER: 395508

Farbstandard Pt-Co, 500 APHA
für Bestimmung von Farbe

TARIC 2806 10 00 00

SYNONIME: Farbstandard

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, golden gelb, mit Wasser mischbar • D (20 °C) 1,02 •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.



H: H350i • H290 •

P: P201 • P202 • P280 • P308+P313 • P405 • P501 •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,020 kg 1kg~0,98 l

BEOBACHTUNGEN: Produkt unterliegt der Kontrolle als Vorstufeausgangsstoff zur Drogenherstellung •

ZUSAMMENSETZUNG:

Kaliumhexachloroplatinat(IV)	1,245 g
Kobalt (II)-chlorid-6-H ₂ O	1,000 g
Wasser, (für ein Gesamtvolumen von)	1000 ml

SPEZIFIKATION:

Unsicherheit der Absorption	s. Zertifikat
-----------------------------	---------------

ABS

bei λ 510 nm

0,055 - 0,065

bei λ 430 nm

0,110 - 0,120

bei λ 480 nm

0,105 - 0,120

bei λ 455 nm

0,130 - 0,145

Ed.: 3 . Vig.: 10.07.2014 .

Prod.: 395508