



ARTIKELNUMMER: 402303

Agar für die Bakteriologie, amerikanische Type für die Mikrobiologie

CAS [9002-18-0] EINECS 232-658-1
TARIC 1302 31 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.

SPEZIFIKATION:

pH 0,015 vor dem Autoklavieren	6,0-7,5
pH 0,015 nach dem Autoklavieren	6,0-7,5
Schmelzbereich Gelstärke (1,5 %)	80-95°C
Bereich Gelieren 1,5%	32-38°C
Gelstärke (Nikan's Methode) 0,015	600-850 g/cm2

Maximum der Verunreinigungen

Trocknungsverlust bei 105°C	20%
Glührückstand	6,5 %