



ARTIKELNUMMER: 403687

Hefeextrakt (Nährmedien-Zusatz) für die Mikrobiologie

TARIC 3504 00 90 00

PHYSIKALISCHE DATEN Pulvermedium mit beige Farbe, in Wasser bei 20°C D 0,5 • pHsol. 10 g/l7,0 •
Zündtemperatur:>200 °C •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.

BEOBACHTUNGEN: Kühl und trocken lagern. •

SPEZIFIKATION:

pH einer 2% Lösung	6,0-7,2
wasserfrei	>= 94 %
Gesamtstickstoff	>=10 %