



ARTIKELNUMMER: 403898

Pepton aus Casein (Nähmedien-Zusatz) für die Mikrobiologie

TARIC 3504 00 90 00

PHYSIKALISCHE DATEN Pulver blank, Gelb, in Wasser bei 20°C pHsol. 20 g/l6 - 7 •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.

BEOBACHTUNGEN: Kühl und trocken lagern.

SPEZIFIKATION:

pH Lsg. 2 %	6,5-7,5
Trocknungsverlust bei 105°C	6%
Glührückstand	15 %
Gesamtstickstoff	>=10 %