



ARTIKELNUMMER: 413787

Mueller-Hinton-Agar (Pulver) für die Mikrobiologie

TARIC 3821 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN

Literatur •

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.

BEOBACHTUNGEN: Kühl und trocken lagern.

Zusammensetzung (g/l):

Stärke	1,5
Fleisch-Infusion	2,0
Pepton aus Casein (hydrolysiert)	17,5
Agar	17,0
pH: 7,4 ± 0,2	