



ARTIKELNUMMER: 413795

Gepuffertes Peptonwasser (ISO 11133, ISO 11290, ISO 19250, ISO 21528, ISO 6579, ISO 6887) (Nährmedien, Pulver) für die Mikrobiologie

TARIC 3821 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN

Literatur ISO 11133, ISO 11290, ISO 19250, ISO 21528, ISO 6579, ISO 6887 •

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.

BEOBACHTUNGEN: Kühl und trocken lagern. •

Zusammensetzung (g/l):

Pankreatischer Verdau von Casein	10,0
Kaliumdihydrogenphosphat	1,5
Natriumchlorid	5,0
di-Natriumhydrogenphosphat	3,5 (1)
pH: 7,0 ± 0,2	
(1(ist äquivalent zu di-Natriumhydrogenphosphat - Dodecahydrat	9,0