



ARTIKELNUMMER: 413799

Standardmethoden-Agar (APHA) (ISO 4833:2003) (Pulver) für die Mikrobiologie

TARIC 3821 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN

Literatur ISO 4833:2003 • •

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.

BEOBACHTUNGEN: Kühl und trocken lagern.

Zusammensetzung (g/l):

Hefeextrakt	2,5
D(+)-Glucose (wasserfrei)	1,0
Casein enzymatisch verdaut	5,0
Agar (bakteriologisch)	15,0
pH: 7,0 ± 0,2	