



ARTIKELNUMMER: 413805

Salmonella-Shigella-Agar (Pulver) für die Mikrobiologie

TARIC 3821 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN

Literatur •

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.

BEOBACHTUNGEN: Kühl und trocken lagern.

Zusammensetzung (g/l):

Fleischextrakt	5,0
Eisen(III)-citrat	1,0
Lactose	10,0
Peptone	5,0
Neutralrot	0,025
Gallensalze	8,5
tri-Natriumcitrat	8,5
Natriumthiosulfat	8,5
Brilliantgrün	0,00033
Agar	13,5
pH: 7,0 ± 0,2	