



ARTIKELNUMMER: 414125

SPS-Selektivagar nach Angelotti (Pulver) für die Mikrobiologie

TARIC 3821 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN In Wasser löslich. pH40 g/l7 •

Literatur •

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.

BEOBACHTUNGEN: Kühl und trocken lagern.

Zusammensetzung (g/l):

Natriumsulfit	0,3
Polymyxin-B-sulfat	0,01
Natriumsufadiazin	0,12
Hefeextrakt	10,0
Eisen(III)-citrat	0,5
Pepton aus Casein	15,5
Agar	13,0
pH: 7,0 ± 0,2	