



ARTIKELNUMMER: 414698

Marine-Bouillon (Pulver) für die Mikrobiologie

TARIC 3821 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN

Literatur •

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.

BEOBACHTUNGEN: Lagerung zwischen +2 und +8 ° C, an einem trockenen Ort, fern von direktem Licht.

Zusammensetzung (g/l):

Borsäure	0,022
Ammoniumnitrat	0,0016
Calciumchlorid	1,8
Strontiumchlorid	0,034
Hefeextrakt	1,0
Eisencitrat	0,1
Magnesiumchlorid	8,8
Pepton (bakteriologisch)	5,0
Kaliumbromid	0,08
Kaliumchlorid	0,55
Natriumchlorid	19,4
Natriumfluorid	0,0024
Natriumhydrogencarbonat	0,16
di-Natriumhydrogenphosphat	0,008
Natriumsilicat	0,004
Natriumsulfat	3,24
pH: 7,6 ± 0,2	

Ed.: 3 . Vig.: 15.01.2011 .

Prod.: 414698