



ARTIKELNUMMER: 414724

Kaliumtelluritlösung 3,5% (Supplement) für die Mikrobiologie

TARIC 3821 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN mit Wasser mischbar

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.



H: H302 •

P: P264 • P270 • P301+P312 • P330 • P501 •

BEOBACHTUNGEN: Unter Lichtschutz lagern. • Kühl und trocken lagern. •

ZUSAMMENSETZUNG:

Kaliumtellurit	35,0 g
Destilliertes Wasser, (für eine Lsg. von)	1000 ml