



ARTIKELNUMMER: 414944

Natriumchlorid - Pepton - Lösung, gepuffert (Ph.Eur.) (Pulver) für die Mikrobiologie

TARIC 3504 00 90 00

PHYSIKALISCHE DATEN

Literatur USP 37 • Ph. Eur. 8.0 •

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.

BEOBACHTUNGEN: Kühl und trocken lagern.

Zusammensetzung (g/l):

Pankreatischer Verdau von Casein	1,00
Kaliumdihydrogenphosphat	3,60
Natriumchlorid	4,30
di-Natriumhydrogenphosphat - Dihydrat	7,20
pH: 7,0 ± 0,2	