



ARTIKELNUMMER: 416109

E. coli-Agar, chromogen (Pulver) für die Mikrobiologie

TARIC 3821 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN

Literatur Alonso , J. L. ; Soriano, K. ; Amoros I. ; Ferrus , M. A. 1998 Cevartitaten determination of E.coli and fecal coliform in water using a chromogenic medium J. Enviroment Sci. Health 33 •

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.



H: H317 •

P: P261 • P280 • P362 • P333+P313 • P321 • P501 •

BEOBACHTUNGEN: Lagerung zwischen +2 und +8 ° C, an einem trockenen Ort, fern von direktem Licht. •

Zusammensetzung (g/l):

Chromogene Mischung	0,36
Pepton (bakteriologisch)	3,0
Natriumchlorid	5,0
Natriumpyruvat	1,0
Sorbitol	1,0
Phosphat - Puffer	4,9
Tergitol-7	0,1
Tryptophan	1,0
Agar	10,0
pH: 6,8 ± 0,2	

Ed.: 4 . Vig.: 05.10.2011 .

Prod.: 416109