



ARTIKELNUMMER: 433799

Plate Count-Agar (PCA) (ISO 4833:2003) (Abklatschplatte) für die Mikrobiologie

TARIC 3821 00 00 00

SYNONIME: Casein-Peptone-Glucose-Hefeextrakt Agar, PCA, Plate-Count-Agar

PHYSIKALISCHE DATEN

Literatur ISO 4833:2003 • Standard Methods for the Examination of Dairy Products 15th ed. APHA. (1985), Atlas R.M. & Parks L.C., Handbook of Microbiological Media, 716 (1993) •

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.

BEOBACHTUNGEN: Kühl und trocken lagern. •

Zusammensetzung (g/l):

Hefeextrakt	2,5
D(+)-Glucose	1,0
Trypton	5,0
Agar	20,5
pH: 7,0 ± 0,2	