



ARTIKELNUMMER: 445463

m-CP-Agar (Platte (Ø 55 mm)) für die Mikrobiologie

TARIC 3821 00 00 00

SYNONIME: mCP Medium

PHYSIKALISCHE DATEN

Literatur Armond, R., and Payment, P., 1988, A modified m-CP medium forenumerating Clostridium perfringens from water samples: Canadian Journal of Microbiology, v. 34, p. 78-79. Bisson, J.W., and Cabelli, V.J., 1979, Membrane filter enumeration methods of Clostridium perfringens: Applied and Environmental Microbiology, v. 37, no. 1, p.55-66, EPA. ICR Microbial Laboratory Manual. Section XI: 1-15 (1996), Royal Decree 140/2003 •

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.

Zusammensetzung (g/l):

D-Cycloserin	0,4
L-Cystein - Hydrochlorid - Monohydrat	1,0
Hefeextrakt	20,0 g
Phenolphthaleindiphosphat - Lösung 0,5 %	20,0 g
Eisen(III)-chlorid - Hexahydrat gelöst 4,5 %	2,0
3-Indoxyl-B-D-Glucopyranosid - Trihydrate.	0,06
Magnesiumsulfat - Heptahydrat	0,1
Polymyxin-B-sulfat	0,025
Bromkresolpurpur	0,04
Saccharose	5,0
Tryptose	30,0
Agar	15,0
pH: 7,6 ± 0,2	

Ed.: 4 . Vig.: 29.11.2018 .

Prod.: 445463