



ARTIKELNUMMER: 455378

Legionellen-Selektiv-Agar (ISO 11731) (Fertigplatten (@ 90 mm)) für die Mikrobiologie

TARIC 3821 00 00 00

SYNONIME: Agar (BCYE), GVPC Agar

PHYSIKALISCHE DATEN

Literatur ISO 11731 • Atlas R.M. & Parks L.C., Handbook of Microbiological Media, 499 (1993) •

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.



H: H314 •

P: P260 • P264 • P280 • P301+P330+P331 • P405 • P501 •

BEOBACHTUNGEN: Lagerung 15 - 20°C •

Zusammensetzung (g/l):

ACES Puffer	10,0
Aktivkohle	2,0
Cycloheximid	0,08
L-Cysteinchlorid	0,4
Hefeextrakt	10,0
Glycin	3,0
Eisen(III)-phosphat	0,25
alpha-Ketoglutarat	1,0
Polymyxin-B-sulfat	80.000 UI
Kaliumhydroxid	2,8

Vancomycin
Agar
pH: 6,8 ± 0,2

0,001
16,0

Ed.: 6 . Vig.: 03.04.2020 .

Prod.: 455378