



ARTIKELNUMMER: 466106

Trypton-Hefeextrakt-Agar (ISO 6222:1999) (Röhrchen) für die Mikrobiologie

TARIC 3821 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN

Literatur ISO 6222:1999 Wasserqualität. Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen. Koloniezahl durch Einimpfen in ein Nähragarmedium. •

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.

BEOBACHTUNGEN: Kühl und trocken lagern.

Zusammensetzung (g/l):

Hefeextrakt	3,0
Trypton	6,0
Agar	15,0
pH: 7,2 ± 0,2	