



ARTIKELNUMMER: 502601

DERQUIM LM 02, ohne Phosphate, FLÜSSIG

TARIC 3402 20 90 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, mit Wasser mischbar • D 20/4 1,01 • pHsol. 2%8 - 9 •

Literatur

GEFÄHRlichkeit: Es stehen keine Daten zur Verfügung.



H: H302 •

P: P264 • P270 • P301+P312 • P330 • P501 •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,01 kg 1kg~0,99 l

SPEZIFIKATION:

pH einer 2% Lösung	8-9
Dichte bei 20/4	1,008 - 1,060

