



ARTIKELNUMMER: 502602

DERQUIM LM 03 Alkalische, Ohne Phosphate FLÜSSIG

TARIC 3402 20 90 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, mit Wasser mischbar • D 20/4 1,045 • pHsol. 2%12 - 13 •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.



H: H302 • H319 • H315 •
P: P264 • P270 • P280 • P301+P312 • P302+P352 • P501 • P305+P351+P338 • P321 • P330 • P332+P313 • P337+P313 • P362 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 1760 • ADR: 8/III • IMDG: 8/III • IATA: 8/III • PAX: 852 • CAO: 856 • (E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,045 kg 1kg~0,957 l

SPEZIFIKATION:

pH einer 2 % Lösung	12 - 13
Dichte bei 20/4	1,045 - 1,055

Ed.: 6 . Vig.: 21.11.2018 .

Prod.: 502602