

MACHEREY-NAGEL

NANOCOLOR®

Análisis fotométrico de aguas

PanReac  
AppliChem  
ITW Reagents

Análisis de aguas



El pack perfecto

Compre un NANOCOLOR® Advance  
y un NANOCOLOR® VARIO C2



MACHEREY-NAGEL

[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)



# NANOCOLOR® Análisis fotométrico de aguas

## Espectrofotómetro NANOCOLOR® Advance – El futuro es espectral

- **Universal** – Amplio espectro de kits de prueba evaluables
- **Intuitivo** – Navegación de menú basada en iconos
- **Seguro** – Detección automática de interferencias por turbidez
- **Robusto** – Probado según los estándares militares



## Termobloque NANOCOLOR® VARIO C2 – Digestiones rápidas y fiables

- **Fácil** – Pantalla táctil con guía intuitiva para el usuario
- **Rápido** – Tiempos de calentamiento extremadamente cortos
- **Seguro** – Tapas protectoras con cerradura para una máxima seguridad
- **Fiable** – Control de calidad interno mediante NANOCOLOR® T-Set



## NANOCOLOR® tube tests

- **Pruebas sencillas** – Se incluyen instrucciones paso a paso con pictogramas
- **Seguro** – No hay exposición directa a productos químicos peligrosos
- **Fiable** – La mayoría de los tests en tubos cumplen con normas internacionales
- **Preciso** – Reactivos predosificados para resultados altamente reproducibles



### Escoja sus tests NANOCOLOR® entre los siguientes parámetros

Aluminio	Cromato (total)	Hidrocarburos	Ácidos orgánicos	Almidón
Amonio	DQO	Hierro	Oxígeno	Sulfato
AOX	Agentes acomplejantes orgánicos	Plomo	Peroxido	Sulfuro
DBO <sub>5</sub>	Cobre	Manganeso	pH	Sulfito
Cadmio	Cianurio	Metanol	Índice fenólico	Surfactantes
Dureza de carbonatos (capacidad ácida)	DEHA	Molibdeno	Phosphato	Tiocianato
Cloruro	Etanol	Niquel	POC	Estaño
Cloro/Ozono	Fluoruro	Nitrato	Potasio	TOC
Cloro dióxido	Formaldehído	Nitrito	Dureza residual	TIC
Cromato	Dureza	Nitrógeno	Plata	Zinc



Panreac Química S.L.U.  
 C/ Garraf, 2- Polígono Pla de la Brugera  
 08211 Castellar del Vallès  
 Barcelona  
 Teléfono: +34 9374 894 00  
 Fax: +34 9374 894 01  
 E-mail: info.es@itwreagents.com  
 www.itwreagents.com

www.mn-net.com

## MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG  
 Neumann-Neander-Str. 6–8  
 52355 Düren · Germany

DE Tel.: +49 24 21 969-0 info@mn-net.com  
 CH Tel.: +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com  
 FR Tel.: +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com  
 US Tel.: +1 484 821 0984 sales-us@mn-net.com